

Эстетическая Медицина



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КОМПРЕССИОННАЯ МИКРОВИБРАЦИЯ «ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ®»



Проф. РАУЛЬ САДЖИНИ,
автор клинических испытаний,
научный консультант метода
«Эндосфера терапия®»,

факультет исследований и образования в области моторики, кафедра физической и реабилитационной медицины, отделение физиотерапии, Университет им. Г. Д'Аннунцио, Кьет-Пескара, Италия

«Эндосфера терапия®» – способ, позволяющий изменять сопротивление и эластичность соединительной ткани таким образом, чтобы вернуть ей необходимую функциональную гибкость и вызывать глубокую мышечную релаксацию с помощью механических колебаний (вибрации). Он был создан и запатентован как метод компрессионной микровибрации в 2007 году. С этого момента многие клиники и известные врачи-ученые – флебологи, реабилитологи, физиотерапевты – продолжают изучать возможности его применения в различных областях медицины.

Попробуем разобраться в том, как он работает.

Компрессия используется в медицине для профилактики тяжести и усталости в ногах, лечения венозной недостаточности нижних конечностей, а также после любых операций. Она способствует ускорению крово- и лимфотока, что приводит к нормализации кровообращения и в целом к восстановлению циркуляции крови и лимфы. В методе «Эндосфера терапия®» используется микрокомпрессия, которая создается за счет тщательно рассчитанного веса манипулы.

Вибрация, а в данном случае микровибрация, обеспечивает нагрев тканей и как следствие расширение кровеносных сосудов, улучшение микроциркуляции крови, усиленную оксигенацию тканей, быстрое и легкое удаление накопленных токсинов и шлаков. Микровибрация – это серия быстрых мелких ритмичных движений, непрерывно передаваемых коже и подлежащим тканям во время процедуры. Эти движения производят быстро вращающиеся вокруг своей оси небольшие силиконовые сферы манипулы, расположенные по сетке типа



пчелиных сот. Частота их вращения может меняться от 29 до 355 Hz в зависимости от состояния пациента и силы его болевых ощущений.

Метод компрессионной микровибрации позволяет врачу работать с основными группами мышц организма (на ногах, спине, в поясничной, ягодичной зонах и др.), что дает возможность получить значительный седативный эффект, снизить гипервозбудимость моторных и сенсорных нервов. В ходе процедуры развивается умеренная гиперемия кожных покровов и мягких тканей, которая способствует лучшему поглощению кислорода, благоприятствуя правильной трофике мышц.

Компрессионная микровибрация – передовой метод, который доказал свою эффективность при лечении ортопедических, травматических и неврологических патологий, требующих физической реабилитации, в спортивной медицине и флебологии. Его применяют при лечении остеохондроза шейного отдела позвоночника (синдрома «плечо-затылок»), подошвенного фасциита, мышечной контрактуры, отеков, патологического рубцевания, целлюлита, для лимфодренажа, стиму-

ляции подошвенных рефлекторных зон, при реабилитации после хирургических вмешательств, в спортивном массаже. Но особенно он эффективен при терапии мышечных и фасциальных болевых синдромов.

В исследовании, проведенном в реабилитационном центре IRCCS (Монтескано, Павия) под руководством проф. Роберто Казале, была продемонстрирована активация с помощью метода «Эндосфера терапия®» вибрационной чувствительности механочувствительных рецепторов нервных окончаний. Эти рецепторы функционально связаны как с миелинизированными, так и с немиелинизированными волокнами разного размера. Механочувствительные нервные окончания существуют во многих тканях – коже, мышцах, надкостнице, суставных капсулах, связках. Однако не все механорецепторы реагируют на один и тот же тип вибрации. Более того, рецепторы, возбуждаемые одним типом вибрации, по-разному откликаются на разную частоту стимуляции. Действие вибрации в наибольшей степени направлено на тельца Мейснера, Меркеля и Пачини, которые в основном и реагируют на нее уменьшением боли и стимуляцией реструктуризации соединительной ткани.

Метод компрессионной микровибрации полностью физиологичен, поэтому приводит к желаемым результатам и клиническим эффектам. Целенаправленная физическая стимуляция обеспечивает быструю реабилитацию после травм, хирургических вмешательств, интенсивных занятий спортом, благодаря чему компрессионная микровибрация может быть показанным и эффективным лечением во всех перечисленных случаях.

Наш опыт работы с методом «компрессионной микровибрации» позволяет рекомендовать методику «Эндосфера терапия®» в качестве современного, эффективного и безопасного реабилитационного лечения, а также в качестве чрезвычайно простой и эффективной терапии в флебологии и спортивной медицине.



INVAZIONE COMPRESSIVA®
endoSPHÈRES®
THERAPY

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ®
КОМПРЕССИОННАЯ
МИКРОВИБРАЦИЯ®

СОВРЕШЕНСТВО БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ



УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ


made in italy

100% НЕ ИНВАЗИВНО • КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО • МЕТОДИКА ЗАПАТЕНТОВАНА

Реклама

ENDOSPHERES THERAPY® – инновационный, эффективный и неинвазивный метод для борьбы с целлюлитом, лимфостазом и избытком жировых отложений, а также с возрастными изменениями кожи лица, шеи и декольте.

ENDOSPHERES THERAPY® – (Эндосфера терапия®) – процедура, которая практически не имеет противопоказаний и не требует реабилитации, не имеет побочных эффектов, таких как дряблость кожи или обвисание тканей, не имеет отдаленных последствий.

Эта методика Made in Italy пользуется популярностью как эстетическая терапия самого высокого уровня для лица и тела.

ENDOSPHERES THERAPY® работает благодаря особому виду Компрессионной микровибрации®, которая передается тканям через работу цилиндра, на котором находятся вращающиеся сферы из особого силикона или запатентованного геля

Методика **ENDOSPHERES THERAPY®** (Эндосфера терапия®) была изучена и клинически доказана на пациентах в течение более 10 лет в Университетских клиниках Европы и Италии, что позволило отнести ее к лучшим современным техникам, известным науке.

В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРОТИВПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



● MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®
endoSPHÈRES®
THERAPY

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ®
КОМПРЕССИОННАЯ
МИКРОВИБРАЦИЯ®

Реклама

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛУЭТА, РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЦЕЛЛЮЛИТА И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЦА

100% НЕ ИНВАЗИВНО – КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО – МЕТОДИКА ЗАПАТЕНТОВАНА

Информация на сайте: www.endspherestherapy.ru
Эксклюзивный представитель в России: ООО «ИталКонсалт»
121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.13, офис 88
Телефон/факс : +7 495 974 80 14
Телефон : +7 903 799 06 40
solga@spamanagement.ru




made in italy

