

Сара Де ФАНИС
руководитель отдела маркетинга
компании Fenix Group (Италия)



**АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ**

Технология Endospheres Therapy® – максимум эффекта, минимум противопоказаний

Несмотря на любовь потребителей к мануальным видам массажа (ухаживая своими руками в глубокую древность), современное общество сосредоточено на получении более быстрых и, главное, впечатляющих результатов при коррекции контуров лица и тела, омоложении и подтяжке кожи.

На мировом и российском рынке существует немало аппаратов, которые призваны обеспечивать более или менее быстрый эффект в решении этих вопросов, но особую популярность за два последних десятилетия завоевали разнообразные методики вакуумно-роликового массажа. Однако, несмотря на выраженные результаты, эти методики нельзя применять при варикозе, сосудистой и капиллярной сетке – патологии,

которая с возрастом проявляется у огромного числа потенциальных клиентов.

Несколько лет назад появился, а в 2015 году был модернизирован аппарат Endospheres Therapy® («Эндосфера терапия») – инновационная разработка итальянских инженеров. Аппарат не только эффективно борется с целлюлитом, но и укрепляет стенки сосудов, стимулирует выработку коллагена и эластина, повышая тургор и качество кожи.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Метод был разработан итальянской семейной компанией «Феникс». Уже 80 лет ее владельцы (династия инженеров Каваллетти) известны во всем мире своими технически-

ми находками (такими, например, как механизм складывания детской коляски и подъемный механизм массажной кушетки).

Около 10 лет назад Джанлука Каваллетти (с целью облегчения боли в спине своего отца Ромео Каваллетти) придумал оригинальный аппарат для механического массажа, действие которого похоже на технику мануального лимфодренажа, изобретенного еще в 30-е годы XX века датским физиотерапевтом доктором Эмилем Воддером. Прототип аппарата оказался настолько удачным, что было принято решение привлечь к медицинским исследованиям видных научных консультантов – реабилитологов и флебологов: профессора эстетической хирургии университета Сиены, президента Итальянской академии красоты Пьеро Антонио Бачи

Лечебные свойства вибрации известны давно: французский священник, аббат де Сен-Пьер еще в XVIII столетии изобрел вибрационное кресло для улучшения самочувствия пациентов, страдающих рядом заболеваний. В 70-е годы XIX века лечебные аппараты с эффектом вибрации широко применялись во Франции, Италии, Англии. В России вибролечение впервые было использовано в 1891 году доктором Н.Ф. Чагаевым под руководством знаменитого профессора В.М. Бехтерева. В XX веке наш соотечественник, профессор В.Т. Назаров создал аппарат для направленной вибрации (биомеханической стимуляции), который активно применялся для спортсменов различных видов спорта с целью улучшения их физических показателей и реабилитации после травм.

Оригинальный метод мануального массажа был предложен датским терапевтом Воддером в 1932 году. Это одна из самых знаменитых технологий мануального массажа, которая стимулирует и активизирует лимфатическую систему и благодаря дренажному воздействию способствует выводу токсинов и метаболитических шлаков, лишней жидкости, бактерий, молекул протеина большого размера из тканей, а также медицинских препаратов (в частности, при их передозировке). Уже более 85 лет с успехом применяется в медицине и эстетике. Более того, лимфодренаж Воддера – один из основных методов европейской школы физиотерапии. Общая концепция метода – специальный протокол очень легких касаний массажиста, которые заставляют лимфу двигаться в направлении оттока.



и заведующего кафедрой флебологии университета города Кьети, профессора Рауля Саджини. Благодаря их совместной работе инновационная методика была тщательно проверена на эффективность, безопасность и наличие/отсутствие противопоказаний к применению.

В основу Endospheres Therapy® было положено сразу несколько медицинских методов, таких как:

- микрокомпрессия;
- вибрация;
- лимфодренаж по методу доктора Воддера.

Как известно, компрессия и микрокомпрессия используются в медицине для профилактики и лечения венозной недостаточности нижних конечностей, нарушений венозного оттока, проявляющихся в виде тяжести и усталости в ногах, а также для предотвращения образования тромбов во время любых операций и после них. Они

способствуют ускорению кровотока, что, в свою очередь, приводит к нормализации не только кровообращения в нижних конечностях, но и к восстановлению циркуляции крови и лимфы в организме в целом. Самым простым примером компрессии в медицинских целях можно назвать компрессионное белье, которое используется при лимфостазе, лимфедеме (патологиях оттока лимфы), целлюлите, отеках ног и т.д.

Также уже с XVIII века известны лечебные свойства вибрации (более того, использование вибрации для лечения различных недугов считается очень перспективным направлением медицины будущего). Сегодня вибротерапия активно применяется для лечения различных заболеваний нервной системы, суставов, опорно-двигательного аппарата, легочных патологий, а также при нарушении пищеварения и гинекологических проблемах, для нормализации работы мышечного аппарата после травм.

Эффективность лимфодренажа по методу Воддера:

- устранение отеков – застоя интерстициальной жидкости;
- заживляющий эффект – лимфодренаж способствует рубцеванию тканей, т.к. «свежая» лимфа богата строительными клетками;
- повышение иммунитета – усиление иммунных защитных функций организма посредством увеличения количества фагоцитов в лимфе;
- усиление процесса регенерации тканей за счет улучшения их питания (восстановление гидробаланса в зонах дегидратации);
- расслабляющее действие – релаксация как отдельных мышц, так и всего организма в целом; ▷



АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ENDOSPHERES THERAPY® – МАКСИМУМ ЭФФЕКТА, МИНИМУМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ



• стимуляция микроциркуляции – массаж направляет потоки лимфы к лимфатическим узлам, увеличивая пропускную способность каждого из них.

Мануальный лимфодренаж по методу Водера давно и с успехом применяется в косметологии, в т.ч. при коррекции целлюлита, локальных жировых отложений, омоложения лица и тела, а также с целью улучшения качества кожи. Кроме того, он эффективен при лечении акне, способствует реабилитации после пластических операций.

Методика Endospheres Therapy® совместила три эффективных метода. Был разработан аппарат с уникальными манипулами (одна – для лица, другая – для тела), которые при работе выполняют функции компрессионной микровибрации®.

В методике Endospheres Therapy® используется микрокомпрессия, которая создается за счет особого веса манипул, выполненных в виде цилиндров. Вес их строго рассчитан специалистами и составляет для

лица – 380 г, для тела – 1850 г. Форма манипул позволяет работать даже с самыми труднодоступными участками лица и тела: вокруг глаз, включая нижнее веко до линии роста ресниц, на внутренних поверхностях бедер и рук.

В манипулы встроены специальные сферы из гипоаллергенного натурального силикона (сырье для них поставляется компанией Bayer), имеющие особые параметры – диаметр (они не совсем круглые), плотность, расстояние между центром одной и другой сферы. Сферы, расположенные в форме пчелиных сот, имитируют рисунок соединительной ткани. В процессе работы манипулы сферы вращаются вокруг своей оси; цилиндр, на котором они зафиксированы, также вращается с заданной частотой, варьирующейся от 29 до 355 Hz – в зависимости от состояния пациента и его болевых ощущений. Регулируя указанные параметры, легко можно подобрать индивидуальную программу для

каждого клиента и решения его эстетических проблем.

Микровибрация, создаваемая вращением сфер, обеспечивает тепловой эффект (локальное повышение температуры тканей примерно на 2°C) и, как следствие, стимуляцию выработки коллагена и эластина кожи. Кровеносные сосуды при этом расширяются, улучшая микроциркуляцию и оксигенацию тканей, что способствует быстрому удалению шлаков и токсинов и восстановлению работоспособности клеток.

Силиконовые сферы настолько мягкие и эластичные, что совершенно неспособны повредить сосуды; напротив, под воздействием сфер стенки сосудов «тренируются» (создается эффект «сосудистой гимнастики») и тем самым укрепляются.

Применение Endospheres Therapy демонстрирует прекрасные результаты при решении эстетических проблем лица и тела:

- повышается тонус и тургор кожи за счет запуска процесса неокollaгеногенеза (благодаря локальному повышению температуры во время процедуры);
- благодаря усилению дренажа снижается пастозность тканей, улучшается овал лица (эффект лифтинга), уменьшается выраженность «брылей» и второго подбородка;
- уменьшается выраженность морщин (носогубных складок, морщин периорбитальной области и др.);
- повышается тонус верхнего века;
- улучшается цвет и восстанавливается сияние кожи за счет насыщения ее кислородом;
- обеспечивается эффект легкого пилинга (удаление ороговевших чешуек эпидермиса);
- укрепляются сосуды, что особенно важно при работе с кожей, подверженной куперозу.

Метод эффективен в качестве подготовительного этапа для других процедур, например аппаратного удаления сосудов (IPL, лазеры, липосакция, криолиполиз и пр.).

В программах для тела Endospheres Therapy® также позволяет добиться впечатляющих результатов, а именно:

- уменьшаются проявления целлюлита и локальные жировые отложения – за счет «проникновения» вибрации и импульсов в глубокие слои кожи происходит стимуляция особых механорецепторов (клеток Меркеля), которые активизируют распад жирных кислот и фиброзных волокон;
- за счет мощной оксигенации кожи тела снимаются болевые ощущения и воспалительные процессы, в т.ч. при патологиях отечного целлюлита;
- повышается эластичность мышц благодаря воздействию на них микровибрации и микрокомпрессии (действие постоянного и пролонгированного напряжения), что способствует удлинению соединительной ткани;
- реализуется мощный лимфодренажный эффект;
- отмечается стимуляция фибробластов, обеспечивающая синтез волокон коллагена и эластина, благодаря чему повышается



тургор и эластичность кожи тела (контуры тела становятся более четкими).

Процедуры с использованием аппарата Endospheres Therapy® имеют минимум противопоказаний (острые воспалительные заболевания, тяжелые кожные патологии, онкология, тромбоз, беременность) и не дают отдаленных осложнений. Их можно проводить даже при варикозной болезни – как перед операцией (для укрепления сосудов), так и после нее.

Кроме того, процедуры очень нравятся клиентам, поскольку имеют расслабляющий эффект (проводятся с использованием масла для скольжения сфер, специальный костюм не требуется). Уже после первого сеанса появляется чувство легкости, улучшается самочувствие, повышается рабо-

тоспособность. Технология Endospheres Therapy® в течение трех лет проходила испытания при участии 500 женщин и показала себя одной из лучших современных эстетических методик.

Торговая марка Endospheres Therapy® и методика компрессионной микровибрации® зарегистрированы. Патенты получены на сферы и способ их расположения, манипулу, а также систему «сенсор» (она разработана в 2015 году), способную при помощи особых параметров точно рассчитать частоту (мощность) воздействия на проблемные зоны пациента.

Эксклюзивный дистрибьютор Endospheres Therapy® на территории России – компания «Италконсалт».



ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА, ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, НАРУШЕНИЙ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА

К возникновению целлюлита приводит целый ряд причин: наличие избыточных жировых отложений, нарушение кровообращения, лимфатический стаз, вызывающие накопление жидкости в тканях и развитие отеков, снижение тонуса кожи, появление так называемой «апельсиновой корки».

Эндосфера-терапия®, в основе которой лежит метод компрессионной микровибрации, позволяет устранить все эти проблемы, а также, что не менее важно, избавиться от болевых ощущений, нередко встречающихся при поздних стадиях целлюлита. Процедуры нормализуют тонус сосудов, усиливают микроциркуляцию и улучшают физиологическое состояние тканей, обеспечивая коррекцию целлюлита и локальное моделирование фигуры.

Протоколы лечения базируются на методе лимфодренажа, автором которого является знаменитый датский физиотерапевт, доктор Эмиль Воддер; его разра-



ботки легли в основу массажных техник многих европейских школ. Для проведения процедуры используется манипула с особыми вращающимися сферами, расположенными в виде пчелиных сот.

Эндосфера-терапия® работает сразу по нескольким направлениям, оказывая комплексное воздействие на кожу, подкожно-жировую клетчатку и расположенные ниже мышцы.

Капилляропротекторный и венотонизирующий эффект: за счет сочетания компрессии тканей и вибрации осуществляется своеобразная «сосудистая гимнастика», вследствие чего нормализуется тонус круп-



ных и мелких сосудов. Повышение температуры тканей дополнительно стимулирует кровообращение, помогая справиться с проявлениями хронического целлюлита.

Дренажный эффект: ритмичное компрессионное и вибрационное воздействие усиливает лимфоотток, способствуя выведению излишков жидкости. Благодаря мощному лимфодренажу после процедуры уходят отеки нижних конечностей, исчезает тяжесть в ногах.

Тонизирующий эффект: глубокая проработка кожи и подлежащих мышц дает возможность устранить их дря-

блость, добиться заметной подтяжки кожи.

Моделирующий эффект: создаваемые сферами механические колебания разрушают фиброзные перегородки и «разбивают» жировые дольки (скопления адипоцитов). Это позволяет не только избавиться от «апельсиновой корки», но и быстро улучшить контуры тела.

Обезболивающий эффект: вибрационное воздействие на рецепторы кожи уменьшает болевые ощущения, а повышение оксигенации тканей препятствует развитию воспаления.

Для проведения Эндосфера-терапии® не требуется никакой предварительной подготовки. Необходимо лишь посетить врача, который определит степень выраженности эстетических проблем и количество сеансов, необходимое для их решения, а также оценит общее состояние пациента и наличие противопоказаний, перечень которых минимален.

Процедура неинвазивна, безболезненна, не вызывает нежелательных или побочных явлений; после сеанса пациент чувствует себя расслабленным, ощущает легкость в ногах и теле. Эндосфера-терапия® не имеет сезонности, может проводиться в течение всего года. Длится 75 минут и включает обработку всего тела; особое внимание уделяется проблемным зонам. Протокол лечения не допускает частичной обработки: в этом случае результат не гарантирован.

Базовый курс включает 12 процедур с частотой 2 раза в неделю. Как видно на представленных фото, улучшение очертаний фигуры и уменьшение признаков целлюлита становятся видны уже после 3–5 сеансов.

После основного курса рекомендуется 1–2 раза в неделю проводить поддерживающие процедуры.



В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



● MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®
endoSPHÈRES®
THERAPY

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ®
КОМПРЕССИОННАЯ
МИКРОВИБРАЦИЯ®

Реклама

**ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СИЛУЭТА, РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЦЕЛЛЮЛИТА И ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЦА**

100% НЕ ИНВАЗИВНО – КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО – МЕТОДИКА ЗАПАТЕНТОВАНА

Информация на сайте: www.endspherestherapy.ru

Эксклюзивный представитель в России: ООО «ИталКонсалт»
121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.13, офис 88
Телефон/факс : +7 495 974 80 14
Телефон : +7 903 799 06 40
solga@spamanagement.ru




made in italy

